


バイオバーデン迅速分析装置 Sievers Soleil

100 mL 中 10 個未満の生菌数を正確に検出

ハイスループットフローサイトメトリー法



- ・独自の染色試薬とフローサイトメーターによる直接測定法

測定時間は45分以内




- ・1回目の測定時間は45分以内。2回目以降は20分で測定
- ・Biotic（生菌数）とAbiotic（その他の粒子数）を検出


データインテグリティ対応




- ・21 CFR Part11 に基づくデータインテグリティの要件に適合



ハイスループット
フローサイトメーター



生細胞染色



測定画面